

Etac Cross 6

Kan förskrivas i WebSesam, levereras i standardutförande. Enstaka tillbehör som inte kan missförstås kan beskrivas med ord i en kommentar, exempelvis "önskar ekerskydd". Standardutförandet är markerat med X. Om annat alternativ önskas markera och ta bort standardval (x).


Artikel nr	Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	Sesam:
13246001	35 cm	Standard	36-49 cm	41620
13246002	35 cm	Lång	42-55 cm	41621
13246003	37.5 cm	Standard	36-49 cm	41622
13246004	37.5 cm	Lång	42-55 cm	41623
13246005	40 cm	Standard	36-49 cm	41624
13246006	40 cm	Lång	42-55 cm	41625
13246007	42.5 cm	Standard	36-49 cm	41626
13246008	42.5 cm	Lång	42-55 cm	41627
13246009	45 cm	Standard	36-49 cm	41628
13246010	45 cm	Lång	42-55 cm	41629
13246011	47.5 cm	Standard	36-49 cm	41630
13246012	47.5 cm	Lång	42-55 cm	41631
13246013	50 cm	Standard	36-49 cm	41632
13246014	50 cm	Lång	42-55 cm	41633

Standardutförande Max brukarvikt 135 kg


Chassi: Hopfällbart med dubbla kryssrör. Chassifärg grå
Bromsar: Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
Körhandtag: Höjdglerbara, avtagbara.
Ryggstöd: Crossrygg 3A. Standardhöjd 40 cm, Reglerbart mellan 32-45 cm.
Ryggvinkel höft: Standardinställning +2°, justerbart mellan -5° till +20°.
Ryggvinkel lumbal: Standardinställning +7°, justerbart mellan -16° till +16°.
Sits: Justerbar i höjd och vinkel.
Sitsklädsel: Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
Ryggklädsel: Individuellt reglerbar klädsel med kardborreband
Ryggöverdrag: Mörkgrå klädsel i plysch/polyamid material. Avtagbar
Cambervinkel: Standard 2°.
Drivhjulposition: 44 alternativa drivhjulpositioner.
Drivhjul: 24" massivt däck, rostfri drivring
Benstöd: Svarta svängbara och avtagbara.
Fotstöd: Delade fotplattor, reglerbar höjd och justerbart vinkel.
Armstöd: Med massiv platta längd 25 cm, höjdglerbara
Tippskydd: Teleskoperande. Ingår som standard.
Transportfäste: Ingår som standard

Etac Cross 6

Standard och tillval Cross 6

Artikel		Artikel nr	Sesam:
Ryggstöd Cross 3A inkl. klädsel reglerbar	Triangulär std.		
Ryggghöjd	Standard 40 cm. Justerbar 32-45 cm	Ange ryggghöjd:	___
Körhandtag		Höjddreglerbara	
Körbygel Höjddreglerbar		Rullstolsbredd:	
		35 cm	33026
		37.5 cm	14032
		40 cm	14033
		42.5 cm	14034
		45 cm	14035
		47.5 cm	14036
		50 cm	14037
Huvudstödsfäste för körbygel komplett			13987
Huvudstöd	 Mod 1 mörkgrå plysch	260x140 mm	30462
Huvudstöd monteras på körbygel + huvudstödsfäste för körbåge (se ovan) eller tillsammans med huvudstödsfäste för tvärstag 3A (se nedan)			
Huvudstödsfäste för tvärstag kompl Crossrygg 3A, mod 4		Rullstolsbredd:	
		35 cm	40664
		37,5 cm	40665
		40 cm	40653
		42,5 cm	40654
		45 cm	40655
		47,5 cm	42529
		50 cm	42530
Armstöd		KORT med ingjuten massiv platta höger	30771
		längd 25 cm höjddjusterbara vänster	30772
		LÅNG med ingjuten massiv platta höger	30773
		längd 38 cm höjddjusterbara vänster	30774

Etac Cross 6

Artikel		Artikelnr	Sesam:
Broms		Med vinklat rött handtag	höger
			vänster
		Bromsspaksförlängare	höger
			vänster
		Enhandsbroms kompl	höger
			vänster
Vårdarbromsar måste motiveras:			
Benstöd		Vid vinkel svarta*	Standard*
		Snäv vinkel	Endast i kombination med 4" och 5" länkhjul!
		Snäv vinkel korta	Endast i kombination med 4" och 5" länkhjul!
		Vinkelreglerbart /vinkelställbart inkl	uppfällbar vadplatta
		Överdrag till vadplatta	Dartex
		Vinkelreglerbart Prio inkl	vadplatta grå hygien
		Sb 42,5-50 cm	höger
			vänster
		Sb 47,5-50 cm	höger
			vänster
		Amputationsbenstöd	mörkgrå plysch
Fotplattor	Delade uppfällbara. Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup		Standard:
		Sb 35 cm	höger
			vänster
		Sb 37,5 cm	höger
			vänster
		Sb 40 cm	höger
			vänster
		Sb 42,5 cm	höger
			vänster
		Sb 45 cm	höger
			vänster
		Sb 47,5 cm	höger
			vänster
		Sb 50 cm	höger
			vänster
	Långt infästningsrör +10 cm		13980
	Kort infästningsrör (-8cm)		Ange underbenslängd:

Etac Cross 6



Hel fotplatta kompl

Stolsbredd: 35-37.5 cm

14059H

Stolsbredd: 40-50 cm

14060H

Drivhjul

Massivt däck

Högtrycksdäck

Annan typ av däck - **motiveras:** _____

Drivringar


Får ej tas bort!

Drivringar rostfri

Drivringar Cellgummi/softgrepp/maxgrepp

Drivringar Plastad

Enarmsdrift



Enarmsdrift drivenhet (fast nav).

24"

12783

22"

12789

Teleskopaxel enarmsdrift

35/37,5 cm

12784

40/42,5 cm

12785

45/47,5/50 cm


12786

Enarmsdrift motiveras: _____


Vä Hö

Etac Cross 6


Artikel		Artikelnr	Sesam
Sitthöjd bak	Drivhjulposition		
	Sitshöjd bak 47 cm	20" pos H	32 cm
	24" Drivhjul i pos C, balansläge pos 4	20" pos G	34 cm
	6,5" länkhjul (medium gaffel pos 1)	20" pos F	36 cm
		20" pos E	38 cm
		20" pos D	40 cm
		20" pos C	42 cm
		20" pos B	44 cm
		20" pos A	46 cm
		22" pos H	34,5 cm
		22" pos G	36,5 cm
		22" pos F	38,5 cm
		22" pos E	40,5 cm
		22" pos D	42,5 cm
		22" pos C	44,5 cm
		22" pos B	46,5 cm
		22" pos A	48,5 cm
		24" pos H	37 cm
		24" pos G	39 cm
		24" pos F	41 cm
		24" pos E	43 cm
		24" pos D	45 cm
		24" pos C	47 cm
		24" pos B	49 cm
		24" pos A	51 cm



Sitshöjd




Balansläge Standard pos 4 Välj balansläge 1-6: _____



Alternativa sitshöjder/sitsvinklar
Se tabell i manual Cross

Sitthöjd fram	Länkhjul / Framgaffel	Ange höjd
Framgaffelposition	4" / extra kort	_____ cm
	5" / kort	_____ cm
	6,5" / kort	_____ cm
	5" / medium	_____ cm
	6,5" / medium	_____ cm




Framgaffelfäste	Standard	80606	30162
	Breddat (ger utökat sparkutrymme)	25763	30863

Artikel	Artikelnr	Sesam:
---------	-----------	--------

Etac Cross 6

Tillbehör:

Lärstöd



Monteras på korta alt. långa armstöd,
komplett (inkl fäste)

Lång modell (57 cm)

Lång modell (57 cm)

höger

vänster

Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1.

Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.

32012

32013

Knästöd yttre



höger

vänster

28777-1

28777-2

42658

42659

Täcklock benstödsfäste



51213

42705

Vä Hö

Armstöd




Armstödsdyna Hemi

höger

vänster

14026

14027



Armstödsdyna polstrad
mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt

kort

lång

14085Hköpes

14086 köpes

Vä Hö

Fotplatta



Förlängningsdel

(Monteras på befintlig fotplatta)

40-42.5 cm

45-47.5 cm

50-52,5cm

Breddad fotplatta

Passar alla fotplattor

14077H

14078H

14079H

14061H

Vä Hö

Förlängda fotplattor

Small (hel fotplatta)

sb 35-40

42660

Medium

sb 40-47,5 cm

höger

42661

Nya!



Medium

sb 40-47,5 cm

vänster

42662

Large

sb 50 cm

höger

42663

Large

sb 50 cm

vänster

42664



Styrning fotplatta hel kpl

(monteringskit för att länka ihop två fotplattor till en hel plattform)

42666

Sidoskydd för fotplatta

42665

Polstring delade fotplattor



sb 35-40 cm

sb 35-40 cm

sb 42,5-50 cm

sb 42,5-50 cm

höger

vänster

höger

vänster

40135köpes

40136köpes

40137köpes

40138köpes

Vadmatta



Plysch monteras/justeras m kard-
borre

Sb 35-47,5 cm

Sb 50-60 cm

75 cm

90 cm

42330köpes

42667köpes

Vadband



Avtagbart och delbart

35-37.5 cm

40-42.5 cm

45-47.5 cm

50 cm

14072köpes

14073hköpes

14074köpes

14075hköpes

Hälband



Till delade fotplattor

höger


vänster

24458

13986köpes

13986köpes

Etac Cross 6

Bord 	Transparent, monteras	35 cm	13322	
	på <u>långa</u> armstöd	37.5 cm	13323H	
	Storlek=stolens bredd	40 cm	13324	
		42.5 cm	13325H	
		45 cm	13326	
		47.5 cm	13327H	
		50 cm	13328	
Höftbälte 		Cross 6/Prio 3A	100 cm	42633köpes
		Cross 6/Prio 3A	128 cm	42634köpes
Fäste bröstsele 	Kombineras med traditionellt huvudstöd		36270	
Bålstöd 	Dartex, fast, justerbart i höjd, djup och bredd. <i>Inkl. fäste</i>		32712	Vä Hö
	 Justerbart och avtagbart inkl fäste. 0 mm.		38484	Vä Hö
Ryggkil 	Till Crossrygg 3A Mörkgrå plysch	Kort (15 cm)	33032köpes	
		Lång (30 cm)	33033köpes	
Sidodyna 	Ger ett lätt stöd sidledes. (Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp)	höger vänster	37003köpes 37002köpes	st st
Sidostopp 	Kombinera med kil eller sidostödsdyna		40260	Vä Hö
Breddningssköld 	Tryckfördelande polstring		42629köpes	st
Ekerskydd 		20"	30851	Vä Hö
		22"	30014	
		24"	30169	
Käpphållare 	Universal		14014	
Droppställning 	Komplett		38489	