



# Transport av prov till laboratoriet

## Inom sjukhuset

Proverna transporteras snarast till Laboratoriemedicin i avsedd transporthylsa eller transportbox/låda. I väntan på transport till laboratoriet förvaras proverna stående. För hållbarhet, se [Analysförteckning](#).

## Via slingbil eller buss

Proverna packas i Sofiabox. I boxen sorteras prover stående i klossar av plast avsedda för automationen på Laboratoriemedicin, mikrobiologi, blodcentral samt kemi. Frysta prover packas i separat frysbehållare. Pappersremisser läggs i plastfickor. Vänd skylten på att Laboratoriemedicin är mottagare. Lås boxen!

## Via Internpost

När prover ska skickas med internpost är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. För hållbarhet, se [Analysförteckning](#). Proverna stoppas i transporthylsor med absorberande material. Prover och remisser skickas i vadderat kuvert, märk kuvertet med mottagare.

## Via post till Laboratoriemedicin Östersund

När prover ska skickas med post är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. Använd en postlåda som töms samma dag. För hållbarhet, se [Analysförteckning](#). Proverna stoppas i transporthylsor med absorberande material. Prover och remisser skickas i vadderat kuvert, märk kuvertet med:

- "UNDANTAGET MEDICINSKT PROV"
- Avsändare och mottagare